

Cómo cambiar el tapón del punto de inyección

Se usa un tapón del punto de inyección para conectar la vía y las jeringas al catéter intravenoso (IV). Se coloca en el extremo del catéter. En general, el tapón del punto de inyección tendrá que cambiarse semanalmente en el mismo momento que cambia el apósito del catéter y después de las extracciones para análisis según se haya indicado. Su enfermero le dirá con cuánta frecuencia es necesario cambiar el tapón.



Preparación

Consulte su tapete de capacitación sobre SASH (solución salina, administración del medicamento, solución salina, heparina) para obtener más información.

1. **Limpie** el área de trabajo.
2. **Lávese** las manos.
3. **Reúna** los insumos:
 - Tapón del punto de inyección preenvasado
 - Jeringa de solución salina preenvasada
 - Jeringa con heparina preenvasada (si se indicó)
 - Toallitas con alcohol
 - Contenedor para basura

NOTA: Necesitará un tapón del punto de inyección, una jeringa con solución salina y una jeringa con heparina (si se indicó) por lumen en su catéter. Aunque los tapones pueden tener una apariencia diferente, cada uno tiene un extremo esterilizado con una cubierta. El otro extremo es donde usted lo conecta para lavar el catéter y realizar la infusión de su medicamento.

Cebado

Cebe el tapón del punto de inyección eliminando el aire antes de conectar el tapón al catéter.

1. Abra los paquetes de las jeringas con solución salina y los tapones del punto de inyección.
2. Tome el tapón del punto de inyección entre los dedos sin tocar los dos extremos.



3. Frote con una toallita con alcohol, durante 15 segundos, el extremo del tapón del punto de inyección que se conecta a la jeringa. Permita que se seque con el aire durante cinco segundos.
4. Conecte la jeringa con solución salina al tapón del punto de inyección empujando hacia adentro y girando hacia la derecha.



5. Presione lentamente el émbolo hasta que vea una gota de solución salina goteando del extremo esterilizado del tapón del punto de inyección. Esto se conoce como cebado del tapón del punto de inyección. Deje la jeringa conectada al tapón.



6. Retire la cubierta esterilizada del extremo del tapón del punto de inyección. Coloque el tapón sobre una superficie limpia, como el empaque original o una toallita con alcohol. No es necesario que la jeringa esté sobre una toallita con alcohol o en el empaque original, solo el tapón del punto de inyección.

Cómo cambiar los tapones

1. Ajuste la pinza del catéter, si la línea intravenosa tiene una pinza. **NOTA:** Los catéteres con válvula, como Groshong, no tienen una pinza.
2. Sostenga el conector (extremo) del catéter con una mano. Use la otra mano para retirar el tapón del punto de inyección usado actual del extremo del catéter y deséchelo en un contenedor para basura. **No suelte el conector del catéter.**



3. Limpie el extremo del conector del catéter donde se conecta el tapón del punto de inyección con una toallita con alcohol durante 15 segundos. Deje que se seque por completo. Continúe sosteniendo el extremo del conector del catéter y asegúrese de no tocar el extremo esterilizado.



4. Con la otra mano, tome el tapón del punto de inyección cebado con la jeringa con solución salina conectada. Para hacer esto, sostenga el tapón nuevo entre los dedos, con el lado esterilizado hacia arriba.
5. Extraiga la cubierta transparente del tapón del punto de inyección nuevo. Conéctelo al extremo del catéter empujando y girando hacia la derecha hasta que esté firme. Asegúrese de no ajustar demasiado el tapón del punto de inyección porque podría romperse.

Si por cualquier motivo necesita poner el tapón esterilizado en una superficie, colóquelo sobre una toallita con alcohol limpia. No lo coloque directamente en la superficie de trabajo.



6. Suelte la pinza del catéter.
7. Lave el catéter como se le indicó con la jeringa con solución salina. Continúe con la jeringa con heparina si se le indicó.

NOTA: Si su catéter tiene más de un lumen, tendrá que cambiar el tapón del punto de inyección en cada lumen. Repita el proceso completo (desde el cebado hasta el cambio del tapón) anterior para cada lumen. **Nunca vuelva a utilizar los tapones ni las jeringas.**

CONSEJO: Si está cambiando varios tapones de puntos de inyección, cámbielos en orden de “color” alfabético. Esto le ayudará a recordar cuáles tapones ya ha cambiado. Por ejemplo:

- B – Blanco
- M – Marrón
- R – Rojo

Este documento incluye referencias a productos médicos de marca que son marcas comerciales o marcas registradas de compañías no afiliadas a CVS Health y/o una de sus afiliadas.

Esta información no sustituye la asesoría o el tratamiento médico. Hable con su médico o proveedor de atención médica sobre esta información y realice todas las preguntas relacionadas con la salud que desee. Los Servicios de infusión de Coram® CVS Specialty® (Coram) no se hacen responsables en absoluto de la información que se brinde o de cualquier diagnóstico o tratamiento realizado a partir de esta información. Su privacidad es importante para nosotros. Nuestros empleados reciben capacitación sobre la manera adecuada de manejar la información privada sobre su salud.